

## Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-600D

Прессотерапия



- Количество секций в манжете: 6
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...280
- Время работы, мин: 1...99
- Количество режимов работы: 2
- Особенности: для двух пациентов

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСЗ 2011/10773 от 14.10.2011**



Временно не поставляется

**Области применения:**

- Здоровоохранение

## Описание

### Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-600D

Won Industry LC-600D предназначен для проведения пневмокомпрессионной терапии. Он подходит для проведения глубокого лимфодренажа (локальной баротерапии) и пневмокомпрессионного массажа с направленным лимфодренажным компонентом.

Предназначен для терапии двоих пациентов одновременно (максимально можно подключить 4 манжеты).

Позволяет выполнять три вида воздействия на основе эффекта пневмокомпрессии:

- Прессотерапию (собственно, массаж на основе поочередного повышения давления в различных секциях манжет).
- Локальную баротерапию (глубокий лимфодренаж).
- Сочетанную прессотерапию (пневмокомпрессионный массаж) с направленным лимфодренажным компонентом.

В комплект поставки входят три набора манжет: для ног, для талии и для рук.

Манжеты состоят из 6 воздушных отсеков. Кровоток последовательно стимулируется давлением отсеков, которые попеременно или последовательно наполняются нагнетаемым в них воздухом.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10773 от 14.10.2011.

Показания к профилактике:

- Для косметологической практики (антицеллюлитный эффект, уменьшение объёмов тела, улучшение состояния и упругости кожи, снятие пастозности и отёков после аппаратной косметологии).
- Профилактика заболеваний и нарушений сердечнососудистой, нервной и опорно-двигательной систем.
- Профилактика варикозного поражения вен конечностей, венозных тромбозов.
- Профилактика заболеваний, потенцированных малоподвижным образом жизни (в т.ч. профилактика простатита, импотенции, запоров и атонии кишечника).
- Восстановительный период после травм и операций.

Показания к терапии:

- Хроническая варикозная болезнь вен нижних конечностей.
- Ишемическая болезнь сердца.
- Гипертоническая болезнь.
- Посттромбофлебитическая болезнь.
- Цереброваскулярная болезнь.
- Последствия острой недостаточности мозгового кровообращения и других поражений ЦНС, связанных с атонией, либо гипертонусом мышц конечностей.
- Остеохондроз позвоночника с цервикобрахиалгией, люмбоишиазом и реактивными миозитами конечностей.
- Деформирующий остеоартроз суставов конечностей.
- Лимфостаз посттравматический, постоперационный, постинфекционный.

## Преимущества

### Преимущества Won Industry LC-600D

- Можно работать с двумя пациентами одновременно.
- Возможность выбора режимов и степени давления.
- 6-секционные манжеты безразмерные и подойдут всем.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Won Industry
Страна бренда	Южная Корея
Отрасли	Реабилитация, Эстетическая медицина
Количество секций в манжете	6
Давление в манжете, мм рт. ст.	50...280
Время работы, мин	1...99
Количество режимов работы	2
Особенности	для двух пациентов
Габариты, мм	415×360×210
Вес, кг	13.2
Электропитание, В	220
Страна производства	Южная Корея

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.