

## Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry WIC-2008M (с двумя манжетами для ног)

Прессотерапия



### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

### Области применения:

- Здоровохранение

НДС не облагается

- Количество секций в манжете: 4
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...280
- Время работы, мин: 1...30
- Количество режимов работы: 1
- Особенности: можно использовать дома

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2011/10773 от 14.10.2011

## Описание

### Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry WIC-2008M

Won Industry WIC-2008M предназначен для проведения пневмокомпрессионной терапии. Он подходит для проведения глубокого лимфодренажа (локальной баротерапии) и пневмокомпрессионного массажа с направленным лимфодренажным компонентом.

Позволяет выполнять три вида воздействия на основе эффекта пневмокомпрессии:

- Прессотерапию (собственно, массаж на основе поочерёдного повышения давления в различных секциях манжет).
- Локальную баротерапию (глубокий лимфодренаж).
- Сочетанную прессотерапию (пневмокомпрессионный массаж) с направленным лимфодренажным компонентом.

Поставляется с различным набором манжет:

- Две манжеты на ноги.
- Две манжеты на ноги и одна манжета на талию.

Дополнительно можно заказать манжету на руку.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10773 от 14.10.2011.

WIC-2008M имеет аналоговое управление и очень прост в использовании. Его можно легко применять дома.

Показания к профилактике:

- Для косметологической практики (антицеллюлитный эффект, уменьшение объёмов тела, улучшение состояния и упругости кожи, снятие пастозности и отёков после аппаратной косметологии).
- Профилактика заболеваний и нарушений сердечнососудистой, нервной и опорно-двигательной систем.
- Профилактика варикозного поражения вен конечностей, венозных тромбозов.
- Профилактика заболеваний, потенцированных малоподвижным образом жизни (в т.ч. профилактика простатита, импотенции, запоров и атонии кишечника).
- Восстановительный период после травм и операций.

Показания к терапии:

- Хроническая варикозная болезнь вен нижних конечностей.
- Ишемическая болезнь сердца.
- Гипертоническая болезнь.
- Посттромбофлебитическая болезнь.
- Цереброваскулярная болезнь.
- Последствия острой недостаточности мозгового кровообращения и других поражений ЦНС, связанных с атонией, либо гипертонусом мышц конечностей.
- Остеохондроз позвоночника с цервикобрахиалгией, люмбаго и реактивными миозитами конечностей.
- Деформирующий остеоартроз суставов конечностей.
- Лимфостаз посттравматический, постоперационный, постинфекционный.

## Преимущества

### Преимущества Won Industry WIC-2008M

- Компактные размеры и небольшой вес.
- Очень простое управление (два тумблера – для времени и давления).
- Можно использовать в домашних условиях.
- Можно подобрать подходящий набор манжет.
- Манжеты безразмерные и подойдут всем.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Won Industry
<b>Страна бренда</b>	Южная Корея
<b>Отрасли</b>	Эстетическая медицина
<b>Количество секций в манжете</b>	4
<b>Давление в манжете, мм рт. ст.</b>	50...280
<b>Время работы, мин</b>	1...30
<b>Количество режимов работы</b>	1
<b>Особенности</b>	можно использовать дома
<b>Габариты, мм</b>	280×215×172
<b>Вес, кг</b>	3.5
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Страна производства</b>	Южная Корея

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.