

## Аквадистиллятор Ливам АЭ-4/8

Дистилляторы    Арт. АЭ-4/8



### Ваша цена

Розница  
**65 800 руб.**

Оптовая цена  
**57 904 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: встроенный
- Производительность, л/ч: 4
- Объем водосборника, л: 9

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2010/07649 от 01.11.2016

## Описание

### Аквадистиллятор Ливам АЭ-4/8 со встроенным водосборником

Медицинский электрический аквадистиллятор АЭ-4 предназначен для производства дистиллированной воды путём её нагрева электронагревателем (ТЭНами) до кипения и конденсации пара. Температура получаемого дистиллята от 40 °С до 85 °С. Качество воды соответствует требованиям ГОСТа 6709-72 «Вода дистиллированная» и статьи ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций».

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07649 от 01.11.2016.

Моноблок из нержавеющей стали с регулируруемыми опорами для настольного расположения оснащён защитными панелями, предохраняющими персонал от тепловых ожогов при работе с аппаратом. При необходимости аквадистиллятор (для производства дистиллята) и водосборник (для хранения и отбора дистиллята вне моноблока) могут использоваться независимо друг от друга. В комплект поставки входят запасной ТЭН, шланги подвода воды и сбора дистиллята, соединительные хомуты.

Система управления, позволяющая в автоматическом режиме работать с оборудованием значительно облегчает его эксплуатацию. Установлены программы поддержания количества воды, идущей на испарение; отключения подачи воды и электричества при наполнении водосборника; выхода оборудования на рабочий режим при отборе дистиллята из водосборника.

Есть возможность крепления на стену. Кронштейн приобретается отдельно.

Срок эксплуатации не менее 8 лет.

## Преимущества

### Преимущества аквадистиллятора Ливам АЭ-4/8

- Полностью автоматическая система управления.
- Автоматическая система безопасности.
- Небольшие габариты и вес по сравнению с аналогами.
- Низкий удельный расход воды для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Высокое качество производимого дистиллята.
- Гарантийный срок – 14 месяцев.

- Нарботка на отказ — не менее 3 500 часов.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	АЭ-4/8
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	4
Расход воды, л/ч	30
<b>Удельная проводимость получаемой воды, не</b>	
более, мкСм/см	2-2,2
Объём водосборника, л	9
Габариты, мм	290×320×570
Вес, кг	13.5
Вес в упаковке, кг	16
Габариты в упаковке, см	390×380×700
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	3000
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.