

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 1-15C

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 7 400 руб. 7 090 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м³/ч: 30
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м 2 : 10-12
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Наличие регистрационного удостоверения

P3H 2020/11444 or 28.07.2020

Описание

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 1-15C

Вышы Рециркулятор Defender 1-15С закрытого типа предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в присутствии людей. Подходит для небольших помещений. Вышы

ВЫВЫ Может работать непрерывно в течение дня, предотвращая повышение уровня микробной обсеменённости воздуха в помещениях независимо от его категории и количества находящихся в нём людей. ВЫВ

⊠⊠№ Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2020/11444 от 28.07.2020. М⊠М

ВВВВ Источник излучения — бактерицидная ультрафиолетовая лампа, которая не выделяет озон и безопасна для длительного использования. Корпус облучателя сделан из стали, покрытой специальной порошковой краской, которая устойчива к дезинфицирующим средствам. ВВВ

ВЫВЫ Defender 1-15С крепится либо на стене в вертикальном положении, либо на специальной стойке (в комплект не входит, поставляется отдельно). ВЫВ

В зависимости от объёма и категории помещений рекомендована следующая длительность обработки 🔞

⊠⊠⊠⊠ Жилые квартиры, курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ **⊠⊠⊠⊠**

ВЫВЫВЫ Детские игровые комнаты, школьные классы, детские дома, дома инвалидов, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании ВЫВЫВЫ

⊠⊠⊠⊠ Палаты, кабинеты и др. помещения ЛПУ (помещения III категории) **⊠⊠⊠⊠**

XXXXXX до 30 XXXXX



XXXXXX 30 XXXXX

XXXXXX 45 XXXXX

XXXXXX 60

ХХХХХ от 30 до 60 **ХХХХ**

XXXXXX 60 XXXXX

XXXXXX 90

XXXXXX 120

ВЫВЫ Пример: для эффективной обработки школьного класса площадью 20 м2 и высотой потолка 3 м (объём помещения -60 м3) требуется не менее 90 мин работы рециркулятора. ВЫВ

ВЫВЫВ Если вам нужно обеззаразить помещение большой площади, то обратите внимание на более мощные модели рециркуляторов: Defender 2-15C (с двумя лампами) или Defender 3-15C (с тремя лампами). ВЫВ

ВЫВЫ Облучатели-рециркуляторы «Дефендер» изготавливаются отечественным производителем медицинской техники ООО «Таглер» (Лицензия Росздравнадзора на производство медтехники № ФС-99-04-007134). ВЫВ

Преимущества

Преимущества TAGLER Defender 1-15С

- Бактерицидный облучатель-рециркулятор Defender 1-15C закрытого типа может работать в присутствии людей.
- Источник излучения ртутная разрядная лампа низкого давления, которая даёт коротковолновое УФ-излучение с максимум в 253,7 нм, обладающее бактерицидным действием. Чтобы предотвратить синтез озона, колба лампы сделана из специального стекла, которое непроницаемо для длины волн около 200 нм.
- Срок службы УФ-лампы не менее 8000 часов.
- Компактная модель, подходит для небольших помещений.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Бактерицидный поток, Вт	4,9
Производительность, м ³ /ч	30
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м),	
M ²	10-12
Способ крепления	на подставку, на стену
Уровень шума, дБ	30



Срок службы УФ-ламп, часов	8000
Лампы входят в комплект	да, входят
Габариты, мм	600×160×122
Вес, кг	4
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	55
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.