

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-10 МО

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. ГП-10 МО



Ваша цена

Розница

28 548 руб.

Оптовая цена

27 816 руб.

КРЭТ
груп

В наличии

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 10
- Диапазон температур, °C: 50...200

Товар участвует в акциях:

- Акция
- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2011/10267 от 15.06.2015

Описание

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-10 МО

ГП-10 МО – это воздушный стерилизатор с естественной конвекцией и объёмом рабочей камеры 10 литров. Предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) – хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200 °C) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения.

Стерилизатор ГП-10 МО – это самый доступный сухожар Касимовского приборного завода. Компактные размеры удобны при использовании в небольших кабинетах.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № 470; ФСР 2011/10267 от 15.06.2015.

Режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее. В энергонезависимой памяти могут храниться заданные параметры и до 10 программ.

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере при температуре 205 – 235 °C.

Автоматические программы

- Стерилизация при температуре 160±3 °C в течение 150±5 мин.
- Стерилизация при температуре 180±3 °C в течение 60±5 мин.
- Дезинфекция при температуре 120±3 °C в течение 45±5 мин.
- Сушка при температуре 85±3 °C в течение любого отрезка времени.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Наработка на отказ: не менее 2500 часов.
Средний срок службы: 8 лет.

Преимущества

Преимущества стерилизатора КасПЗ ГП-10 МО

- Прост в подключении и эксплуатации.
-

- Автоматическая регулировка и поддержание температуры.
- Равномерное распределение температуры по объёму камеры.
 - Устройство защиты при перегреве.
 - Малое энергопотребление.
 - Камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали.
 - Отложенный старт выбранной программы.
 - Платиновый датчик температуры.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

ГП-10 МО

Бренд

Касимовский приборный завод

Страна бренда

Россия

Время непрерывной работы, часов

16

Наработка на отказ, часов

2500

Объём рабочей камеры, л

10

Размеры рабочей камеры, мм

208×225×280

Диапазон температур, °С

50...200

Отклонение температуры от заданной, ±°С

3

Время нагрева, мин, не более

30

Количество полок

2 стандартное, 6 максимальное

Размер полки, мм

187×212

Габариты, мм

442×450×415

Вес, кг

14.5

Электропитание, В

220±22

Потребляемая мощность, Вт

900

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.