

## Аквадистиллятор Ливам АЭ-15

Дистилляторы    Арт. АЭ-15



### Ваша цена

Розница  
**56 000 руб.**

Оптовая цена  
**48 160 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 15

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2010/07649 от 01.11.2016

## Описание

### Аквадистиллятор Ливам АЭ-15

Медицинский электрический аквадистиллятор АЭ-15 предназначен для производства дистиллированной воды путём ее нагрева электронагревателем (ТЭНами) до кипения и конденсации пара. Температура получаемого дистиллята от 40 °С до 85 °С. Качество воды соответствует требованиям ГОСТа 6709-72 «Вода дистиллированная» и статьи ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций».

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07649 от 01.11.2016.

Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Двойная оболочка и теплозащитный кожух предохраняют персонал от тепловых ожогов при работе с аппаратом, ограничивая нагрев поверхности дистиллятора до температуры не более 45 °С.

При желании на корпус аквадистиллятора можно установить охладитель воды. В базовый комплект не входит, приобретается отдельно. В комплект поставки входят шланги подвода воды и сбора дистиллята, соединительные хомуты.

При понижении воды в камере испарения ниже допустимого, а также при наполнении водосборника срабатывает датчик, предохраняющий электронагреватель от перегорания. Поддержание количества воды, идущей на испарение – автоматическое. Съёмная конструкция камеры конденсации над камерой испарения способствует отслеживанию накипи, простой очистке от отложений, обслуживанию и ремонту.

Аквадистиллятор АЭ-15 имеет настольное исполнение, но для экономии места его можно разместить на стену. Кронштейн приобретается отдельно.

Срок эксплуатации не менее 10 лет

## Преимущества

### Преимущества аквадистиллятора Ливам АЭ-15

- Автоматическая система безопасности.
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Гарантийный срок – 24 месяца.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	АЭ-15
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	15
Расход воды, л/ч	110
Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см	2-2,2
Габариты, мм	325×275×460
Вес, кг	11.2
Вес в упаковке, кг	15
Габариты в упаковке, см	370×370×610
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	9000
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.