

Аппарат Ротта TAGLER APД

Проекторы знаков, проверка зрения



Ваша цена

Розница

5 600 руб.

Оптовая цена

5 376 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Аппарат Ротта TAGLER APД

Аппарат Ротта (осветитель таблиц зрения) — это простое устройство для определения остроты зрения и подбора линз и очков методом субъективной пробы.

Прочный корпус аппарата выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм. Его можно использовать в небольших помещениях или перемещать с места на место. Габаритные размеры аппарата: 630×525×83 мм.

Люминесцентная лампа находится посередине аппарата. Освещённость в центре: не менее 700 лк.

В комплект входят пять различных таблиц для проверки зрения:

- Таблица Головина-Сивцева — кольца Ландольта.
- Таблица Головина-Сивцева — буквы.
- Таблица Ш-типа.
- Таблица Орлова-Сивцева (детская).
- Таблица для проверки остроты зрения вблизи.

Кроме таблиц в комплектацию входят небольшая пластиковая указка и окклюдер.

Преимущества

Преимущества TAGLER APД

- Крепкий и долговечный корпус из ЛДСП.
- Все необходимые таблицы в комплекте.
- На задней стенке есть петли, чтобы его можно было повесить на стену.
- Лучшее соотношение цена-качество.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

TAGLER

Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Габариты, мм	630×525×83
Вес, кг	3.5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.