

Бактерицидная УФ-камера СПУ КБУ-1 - мод. 9001 - ТП (лакокрасочное покрытие корпуса)

Бактерицидные ультрафиолетовые камеры Арт. 9001



Ваша цена

Розница
35 857 руб.

Оптовая цена
35 240 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип камеры: вертикальная
- Количество лотков/отсеков: 2 отсека

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2010/09411 от 08.12.2010

Описание

Преимущества

Преимущества бактерицидной УФ-камеры СПУ КБУ-1 мод. 9001

- Звуковая сигнализация и цифровой индикатор «час», проинформируют медперсонал, что невооруженными глазами инструменты вновь подлежат стерилизации;
- Звуковая и световая сигнализации спустя 7 суток эксплуатации оповещают медперсонал о необходимости проведения обработки камеры.
- При открывании двери срабатывает автоматическое выключение бактерицидных ламп, что исключает облучение персонала.
- Тонированное стекло задерживает УФ-излучение и обеспечивает защиту персонала, и в то же время даёт возможность визуально выбрать инструмент не открывая дверь

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

9001

Бренд

Смоленское СКТБ СПУ

Страна бренда

Россия

Количество УФ-ламп, шт.

2

Мощность одной УФ-лампы, Вт

15

Тип камеры	вертикальная
Облученность в геометрическом центре решетки,	
Вт/м ²	1
Время непрерывной работы, часов	168
Наработка на отказ, часов	8000
Количество лотков/отсеков	2 отсека
Размер лотков/отсеков, мм	514×315×174 / 514×315×208
Габариты, мм	562×375×535
Вес, кг	15
Габариты в упаковке, см	562×375×535
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	60
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.