

## Бактерицидный УФ-облучатель Элид ОБПе-300 Азов

Бактерицидные облучатели открытого типа

Арт. 3666



### Ваша цена

Розница

**5 619 руб.**

Оптовая цена

**5 523 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 4
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Бактерицидный поток, Вт: 44,8
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 810
- Лампы входят в комплект: нет, надо покупать отдельно

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05399 от 13.04.2020

## Описание

### Бактерицидный УФ-облучатель Элид «ОБПе-300 Азов»

Передвижной ультрафиолетовый облучатель Элид «ОБПе-300 Азов» предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением в отсутствие людей.

Используется в помещениях, где затруднено или малоэффективно применение настенного или потолочного типов облучателей. Пять поворотных колес в основании облучателя позволяют легко перемещать его из помещения в помещение или использовать для обработки большой площади.

Легкосъемные крышки корпуса обеспечивают простой доступ к электрическим компонентам облучателя, позволяя быстро осуществлять его техническое обслуживание.

Продается без ламп, дополнительно необходимо приобрести четыре лампы мощностью 30 Вт и четыре стартера. Производителем рекомендуются лампы Philips.

Внимание! Облучатель нельзя использовать, если в помещении есть люди или домашние животные.

В «ОБПе-300 Азов» устанавливаются 4 бактерицидные лампы низкого давления, испускающие ультрафиолетовый свет с длиной волны 253,7 нм, близкой к максимуму бактерицидного действия.

Производительность «ОБПе-300 Азов»

Бактерицидная эффективность по золотистому стафилококку

Производительность м<sup>3</sup>/ч с лампами TUV Philips

99,9 % (операционные, палаты родильных домов)

220

99 % (перевязочные палаты реанимационных отделений)

330

95 % (палаты больниц, кабинеты поликлиник)

510

90 % (общественные помещения)

655

85 % (складские помещения)

810

## Характеристики

| Параметр:                                                       | Показатель:                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Артикул                                                         | 3666                        |
| Бренд                                                           | Элид                        |
| Страна бренда                                                   | Россия                      |
| Количество УФ-ламп, шт.                                         | 4                           |
| Мощность одной УФ-лампы, Вт                                     | 30                          |
| Бактерицидный поток, Вт                                         | 44,8                        |
| Бактерицидное облучение на расстоянии 1 м,<br>Вт/м <sup>2</sup> | 2,5                         |
| Производительность, м <sup>3</sup> /ч                           | 810                         |
| Способ крепления                                                | на подставку                |
| Лампы входят в комплект                                         | нет, надо покупать отдельно |
| Габариты, мм                                                    | 700×700×1130                |
| Вес, кг                                                         | 8.5                         |
| Электропитание, В                                               | 220±22                      |
| Потребляемая мощность, Вт                                       | 260                         |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.