

## Бесконтактный инфракрасный термометр Bestman BFT-866

Медицинские термометры      Арт. BFT-866



### Ваша цена

Розница

**1 200 руб.**

Оптовая цена

**1 190 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Тип батареек: АА, 2 шт. (в комплект не входят)
- Диапазон измерений,  $\square$ : 32-42,9
- Время измерения, с: 3

Товар участвует в акциях:

- Распродажа

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Бесконтактный инфракрасный термометр Bestman BFT-866

Термометр Bestman BFT-866 предназначен для точного и безопасного измерения температуры тела. Работает в закрытых помещениях, в отсутствии сквозняков.

Обеспечивает надёжные результаты и отличную производительность благодаря высокоточным инфракрасным датчикам. Не реагирует на температуру окружающей среды, что позволяет показывать точные результаты.

Термометр не только измеряет температуру со лба, уха или с любой поверхности организма, но и с поверхности любого предмета. Измерение температуры производится на расстоянии 3-5 см от измеряемой части тела (обычно лба или запястья). Результаты измерений выводятся на ЖК-дисплей большого размера с высокой яркостью через 3 секунды после измерения.

Есть цветная индикация для разной температуры. Зелёный свет индикатора указывает на температуру ниже 37,5 °C. Жёлтый оповестит оператора о температуре тела в диапазоне 37,5-37,9 °C, а красный укажет на температуру больше 37,9 °C. Кроме того, о повышенной температуре термометр оповещает оператора звуковым сигналом.

Термометр работает от двух батареек типа АА или аккумуляторов. Батарейки не идут в комплекте.

## Преимущества

### Преимущества Bestman BFT-866

- Высокое качество.
- Практичный в использовании.
- Широкая применимость.
- Большой ЖК-дисплей.
- Современный дизайн.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	BFT-866
Бренд	Bestman
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение, Для дома
Тип батареек	AA, 2 шт. (в комплект не входят)
Диапазон измерений, °C	32-42,9
Время измерения, с	3
Габариты, мм	157×96×39
Вес, кг	0.105
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.