

Бидистиллятор Ливам УПВА-15

Дистилляторы Арт. УПВА-15



Ваша цена

Розница
178 000 руб.

Оптовая цена
172 660 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип прибора: бидистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность (бидистиллят), л/ч: 15

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2010/07650 от 17.05.2010

Описание

Бидистиллятор Ливам УПВА-15

Напольный бидистиллятор УПВА-15 предназначен для производства особо чистой воды для лабораторного анализа (тип II) с очень низким содержанием неорганических, органических или коллоидных примесей. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (вода типа II) и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07650 от 17.05.2010.

Бидистиллятор УПВА-15 снабжён датчиком уровня воды в камере испарения, предохраняющим электронагреватель от перегорания в случае понижения уровня воды ниже допустимого. При наполнении водосборника система автоматически отключается. Встроенный охладитель позволяет дистиллята с температурой не более 40 °С. Имеется возможность получения воды с температурой 70-85 °С.

Объединив бидистиллятор с водосборником, можно получить единую автоматически работающую систему. В помещении, где размещен бидистиллятор, должен быть водопровод с регулирующим вентилем подачи воды, система водоотведения (канализация), электросеть однофазного переменного тока с номинальным напряжением 220 В 50 Гц и контур заземления. При отсутствии контура заземления электросеть должна иметь глухозаземленную нейтраль.

Срок службы – не менее 8 лет.

Преимущества

Преимущества бидистиллятора Ливам УПВА-15

- Высокое качество получаемого дистиллята.
- Рациональное потребление электроэнергии.
- Экономный расход питьевой воды.
- Многоступенчатая система очистки.
- Автоматическая система безопасности.
- Гарантийный срок – 14 месяцев.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|---------------|
| Артикул | УПВА-15 |
| Бренд | Ливам |
| Страна бренда | Россия |
| Тип прибора | бидистиллятор |
| Производительность (бидистиллят), л/ч | 15 |
| Расход воды при получении бидистиллята, л/ч | 110 |
| Габариты, мм | 550×500×625 |
| Вес, кг | 39 |
| Вес в упаковке, кг | 56 |
| Габариты в упаковке, см | 670×650×840 |
| Электропитание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 9100 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.