

## Биомедицинский низкотемпературный морозильник Haier DW-86L828

Медицинские морозильники

Арт. DW-86L828



- Температура в морозильной камере, °C: -40...-86
- Общий объём, л: 828
- Объём морозильной камеры, л: 828

Товар участвует в акциях:

- Новинка

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСЗ 2010/08610 от 16.11.2023**

**Haier**  
Biomedical

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

## Описание

### Морозильник биомедицинский Haier DW-86L828

Используется VIP технология поддержания температуры – сверхтонкие вакуумно-изоляционные панели повышенной плотности (VIP), которая снижает толщину стенок и увеличивает полезный объём морозильника без потери теплоизоляционных свойств. Морозильник оснащён оптимизированной каскадной системой охлаждения и высокоэффективным компрессором Danfoss.

Система снабжена световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей оператора о тех или иных неисправностях. Предусмотрена дополнительная защита компрессора от скачков напряжения при отключении и включении в сеть или при сбоях в энергоснабжении, а также функция плавного пуска и остановки компрессора.

Морозильник оснащён уникальной функцией U-COOL, которая позволяет информировать пользователя о текущих параметрах работы и отказах системы с помощью SMS, возможностью удалённого редактирования критических параметров и задания рабочей температуры. Предусмотрен пароль для предотвращения несанкционированного изменения рабочих параметров.

Морозильник имеет контроллер со встроенной системой самодиагностики важнейших узлов и механизмов, который фиксирует поломки и сбои. Доступ к нему легко осуществляется с передней панели. С помощью этой системы легко самостоятельно отслеживать состояние оборудования и самостоятельно идентифицировать неисправности.

Морозильник оснащён замком для предотвращения несанкционированного доступа. Благодаря небольшим габаритам, морозильник идеально пройдёт через любую стандартную дверь лаборатории и занимает мало места.

## Преимущества

### Преимущества Haier DW-86L828

- Функция U-COOL.
- Вакуумная изоляционная панель.
- Микропроцессорное управление.
- Цифровой дисплей.
- Дополнительная защита компрессора.
- Установка пароля.
- Удалённый контроль параметров.
- Звуковые и световые сигналы.
- Система самодиагностики.
- VIP технология поддержания температуры.
- Дверной замок.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	DW-86L828
Бренд	Haier Biomedical
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравохранение
Тип холодильника	для вакцин, для крови
Температура в морозильной камере, °C	-40...-86
Общий объём, л	828
Объём морозильной камеры, л	828
Хладагент	HFC
Габариты, мм	1145×980×1980
Вес, кг	380
Электропитание, В	220-240
Потребляемая мощность, Вт	1000
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.