

CO₂-инкубатор Biosan S-Bt Smart Biotherm

CO₂-инкубаторы Арт. BS-010425-A01



Ваша цена

Розница
449 902 руб.*

4 457 €

Оптовая цена
321 200 руб.

3 182 €



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

* ориентировочная цена на 22.07.2024, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 20 %

- Объем рабочей камеры, л: 46
- Диапазон температур, °C: +25...+60
- Особенности инкубатора: Есть стерилизуемый датчик CO₂
- Диапазон содержания CO₂, об. % CO₂: 0-20

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

CO₂-инкубатор Biosan S-Bt Smart Biotherm

S-Bt Smart Biotherm – компактный CO₂-инкубатор, предназначенный для работы в области клеточной и молекулярной биологии, биотехнологий и иммунологии.

Прибор обеспечивает шестисторонний обогрев стенок камеры и двери, тем самым создавая равномерное распределение температуры внутри инкубатора. Равномерность распределения температуры при 37°C – ±0,3 °C.

Система увлажнения – водяная ванна.

Встроенный высокоточный инфракрасный CO₂-датчик позволяет измерять и контролировать уровень CO₂ и не чувствителен к изменению температуры и влажности внутри инкубатора.

Материал внутренней камеры – нержавеющая сталь.

Прибор оснащен системой УФ-рециркуляции воздуха. 1 УФ-лампа (6 Вт, TUV G6T5) и вентиляторы, установленные за задней стенкой инкубатора, обеспечивают деконтаминацию рабочего объема инкубатора.

В стенке прибора встроен удобный порт доступа для вывода проводов датчиков или приборов, установленных в инкубаторе. Порт подогревается отдельно от других стенок, чтобы предотвратить образование конденсата. Диаметр порта – 26 мм.

Преимущества

Преимущества CO₂-инкубатора Biosan S-Bt Smart Biotherm

- Равномерное распределение температуры внутри инкубатора благодаря шестистороннему обогреву стенок.
- Высокоточный инфракрасный CO₂-датчик, нечувствительный к изменениям влажности и температуры.
- Гладкая поверхность внутренней камеры, минимизирующая контаминацию и облегчающая очистку.
- Удобный порт доступа для вывода проводов датчиков или приборов.
- Отдельный подогрев порта для избежания образования конденсата.
- Прибор оборудован системами выявления ошибок и оповещений, что существенно снижает

возможные риски, связанные с работой прибора.

- Прибор оборудован системой «чёрного ящика», записывающего такие данные, как температура, влажность и уровень CO₂ во внутреннюю память.
- Возможность подключения к ПК по Bluetooth.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

BS-010425-A01

Бренд

BIOSAN

Страна бренда

Латвия

Отрасли

Здравоохранение

Объём рабочей камеры, л

46

Диапазон температур, °C

+25...+60

Отклонение температуры от заданной, ±°C

0,1

Количество полок

3-6

Особенности инкубатора

Есть стерилизуемый датчик CO₂

Диапазон влажности, % отн. вл.

>90

Диапазон содержания CO₂, об. % CO₂

0-20

Диапазон задаваемых температур, °C

25-60

Габариты, мм

500×560×550

Вес, кг

37.7

Электропитание, В

115

Потребляемая мощность, Вт

600

Страна производства

Латвия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.