

## Дистиллятор Liston A 1210

Дистилляторы    Арт. A 1210



### Ваша цена

Розница  
**60 500 руб.**

Оптовая цена  
**60 500 руб.**

Сбербанк

В наличии

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 10

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2011/10474 от 13.02.2018

## Описание

### Дистиллятор Liston A 1210

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2011/10474 от 13.02.2018.

Бюджетный электрический дистиллятор однократной дистилляции из нержавеющей стали предназначен для получения очищенной воды согласно Фармакопее (ФС 42-2619). Моноблок со встроенным накопителем производит дистиллят высокого качества электропроводимостью 2,5 мкСм/см и температурой +35...+40 °С без использования дополнительных внешних охладителей.

Дистиллятор снабжён электронной системой защиты от перелива с электромагнитным клапаном отключения подачи воды. При наполнении водосборника происходит автоматическое отключение и, соответственно, автоматический выход на рабочий режим при отборе дистиллята из накопителя. Для отслеживания уровня воды предусмотрено смотровое окно.

Съёмная крышка обеспечивает быстрый доступ к камере кипения и камере конденсации, что облегчает процесс очистки от загрязнений без разборки корпуса. Все детали, соприкасающиеся с водой и паром изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, в том числе ТЭН с увеличенным ресурсом работы. Для защиты ТЭНа от перегрева в аппарат встроен капиллярный термостат.

Все необходимое для подключения (шланги, хомуты и т.д.) и настройки (высокоточный кран регулировки расхода) дистиллятора входит в комплект поставки.

Надёжный и лёгкий в обслуживании и эксплуатации прибор с автоматической системой управления. Сертифицирован для эксплуатации в Европейском Союзе, конструкция запатентована.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.

## Преимущества

### Преимущества дистиллятора Liston A 1210

- Низкая цена, в сравнении с импортными аналогами и системами дистиллятор + внешний накопитель.
- Возможность быстрой поставки запасных частей со склада производителя.
- Автоматическое поддержание количества воды идущей на испарение.
- Заменяемый теплообменник (змеевик).

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	A 1210
Бренд	Листон
Страна бренда	Россия
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	10
Расход воды, л/ч	150
Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см	2,5
Габариты, мм	380×330×610
Вес, кг	19
Вес в упаковке, кг	19.5
Габариты в упаковке, см	460×410×620
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	7500
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.