

Электроды Mindray MR60 для дефибрилляторов и мониторов (для BeneHeart D3, D6, D5, D2, C1)

Дефибрилляторы Арт. 0651-30-77007



Ваша цена

Розница
9 617 руб.*

\$105

Оптовая цена
9 617 руб.

\$105

* ориентировочная цена на 23.11.2024, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 20 %

mindray

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Электроды Mindray MR60 для дефибрилляторов и мониторов

Mindray MR60 – это одноразовые внешние дефибрилляционные электроды. Предназначены для проведения реабилитационных действий в первую очередь для взрослых и детей старше 8 лет (тяжелее 25 кг).

В одной упаковке 5 пар электродов.

Электроды не предназначены для повторного использования.

Электроды легко подключить к аппарату. Они совместимы с дефибрилляторами и мониторами Mindray серии BeneHeart C и D.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0651-30-77007
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.