

## Фармацевтический холодильник POZIS XF-400-2

Медицинские и фармацевтические холодильники    Арт. 213CV



### Ваша цена

Розница  
**48 107 руб.**

Оптовая цена  
**47 285 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Тип холодильника: фармацевтический
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: 2-15
- Общий объём, л: 400
- Объём холодильной камеры, л: 400

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05705 от 30.08.2023

## Описание

### Фармацевтический холодильник POZIS XF-400-2

☒☒☒ Фармацевтический холодильник POZIS XF-400-2 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов при температуре от + 2 до + 15 °C. Его высота 195 см. ☒☒☒

☒☒☒ В комплект входят два пластиковых контейнера для фармацевтических препаратов. ☒☒☒

☒☒☒ Холодильник имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС. ☒☒☒

☒☒☒ На POZIS XF-400-2 предоставляются термокарты. ☒☒☒

☒☒☒ Потребление электроэнергии: 1,4 кВт·ч/сутки. ☒☒☒

## Преимущества

### Преимущества POZIS XF-400-2

- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры.
- Система принудительной циркуляции воздуха.
- Металлическая дверь с замком.
- Прозрачные дверки, закрывающие полки по высоте всего объёма.
- Автоматическое поддержание температуры в камере.
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной.
- Отображение температуры на табло панели управления.
- Отключение вентилятора при открывании двери.

## Характеристики

Параметр:

## Показатель:

Артикул	213CV
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °C	2-15
Общий объём, л	400
Объём холодильной камеры, л	400
Количество компрессоров, шт	1
Габариты, мм	1950×610×600
Вес, кг	74
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	250
Страна производства	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.