

## Фармацевтический холодильник с морозильной камерой Haier HYCD-282A

Медицинские и фармацевтические холодильники

Арт. HYCD-282A



- Тип холодильника: для вакцин, для крови, комбинированный, фармацевтический
- Температура в холодильнике, °C: 2-8
- Температура в морозильной камере, °C: -20...-40
- Общий объем, л: 282
- Объем холодильной камеры, л: 185
- Объем морозильной камеры, л: 97

Товар участвует в акциях:

- Новинка

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2012/13346 от 16.11.2023

**Haier**  
Biomedical

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

### Описание

#### Холодильник фармацевтический с морозильной камерой Haier HYCD-282A

Двухкамерная модель представляет собой сочетание фармацевтического холодильника с морозильной камерой. Управление температурой осуществляется микропроцессором. Воздушная система охлаждения обеспечивает равномерность температуры внутри холодильника. Независимые индикаторные панели для холодильной и морозильной секций. Модель с двойным компрессором. Дополнительный компрессор обеспечивает повышение скорости функции замораживания. В конструкции используются высокотехнологичные компрессоры Danfoss и система вентиляторов EVM.

Система снабжена световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей оператора о тех или иных неисправностях. Усовершенствованная система изоляции с двойными уплотнениями предотвращает потери холода. Встроенный аккумулятор позволяет обеспечивать работу сигнализации в течение 72 часов. Возможна установка замка для ограничения от несанкционированного доступа. Предусмотрена автоматическая запись температурных параметров и их передача через USB-порт.

Холодильная и морозильная камеры выполнены из нержавеющей стали, которая устойчива к механическим воздействиям и позволяет облегчить очистку камер и предотвратить образование коррозии. Ролики для удобства перемещения холодильника по помещению.

### Преимущества

#### Преимущества Haier HYCD-282A

- Двойной компрессор.
- Дверь с прозрачным окном.
- Система охлаждения.
- Внутренняя отделка из нержавеющей стали.
- Двойной дисплей для отображения температуры в холодильной и морозильной камерах.
- Микропроцессорное управление.
- Звуковые и световые сигналы.
- Встроенный аккумулятор.
- USB-порт.
- Автоматическая запись температурных параметров.
- Дверной замок.
- Система самоизоляции.

### Характеристики

Параметр:

**Показатель:**

<b>Артикул</b>	HYCD-282A
<b>Бренд</b>	Haier Biomedical
<b>Страна бренда</b>	Китай
<b>Отрасли</b>	Здравохранение
<b>Тип холодильника</b>	для вакцин, для крови, комбинированный, фармацевтический
<b>Температура в холодильнике, °C</b>	2-8
<b>Температура в морозильной камере, °C</b>	-20...-40
<b>Общий объём, л</b>	282
<b>Объём холодильной камеры, л</b>	185
<b>Объём морозильной камеры, л</b>	97
<b>Хладагент</b>	без содержания хлорфторуглеродов
<b>Габариты, мм</b>	736×660×1810
<b>Вес, кг</b>	145
<b>Электропитание, В</b>	220-240
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	400

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.