

## Игла-бабочка с луэр-адаптером Greiner Bio-One 21 G x 3/4"

Плазмолифтинг



Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2011/09571 от 31.12.2019



Под заказ

Области применения:

- Здоровохранение

### Описание

#### Игла-бабочка с луэр-адаптером Greiner Bio-One 21 G x 3/4"

Игла-бабочка с апиrogenным катетером идеальна для взятия крови у пациентов со сложными венами и детей.

Размер иглы: 21 G x 3/4", что соответствует 0,8×19 мм (21 по шкале гейдж соответствует номинальному внешнему диаметру иглы 0,8 мм, длина иглы 0,75 дюйма, т.е. 19 мм). В соответствии с размером цветовая маркировка крылышек тёмно-зелёная, по стандарту ISO 6009.

Длина катетера 10 см. На конце катетера луэр-адаптер.

В упаковке 50 стерильных игл.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/09571 от 31.12.2019.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Greiner Bio-One International GmbH
Страна бренда	Германия
Отрасли	Здоровохранение, Эстетическая медицина
Вес в упаковке, кг	0.2
Страна производства	Германия

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.