

## Инкубатор-термостат Memmert IN75

Термостаты-инкубаторы

Арт. IN75



### Ваша цена

Розница

**154 442 руб.\***

**1 530 €**

Оптовая цена

**150 203 руб.**

**1 488 €**

\* ориентировочная цена на 22.07.2024, актуальную цену уточняйте у менеджера

НДС не облагается



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

- Дополнительный функционал: есть естественная конвекция
- Объем рабочей камеры, л: 74
- Диапазон температур, °C: Ткомн.+5...+80

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2018/7126 от 11.05.2018

## Описание

### Инкубатор-термостат Memmert IN75

Суховоздушный инкубатор-термостат Memmert IN75 предназначен для инкубирования биологических образцов при температурах до +80 °C. Благодаря тщательно настроенной технологии управления, критические скачки температуры полностью исключены, поэтому инкубируемые образцы не пострадают и разогреться особенно тщательно.

Инкубаторы Memmert IN с естественной вентиляцией оборудованы контроллером SingleDISPLAY, но у каждого инкубатора Memmert имеется возможность добавления второго экрана для визуального считывания дополнительных параметров (опция TwinDISPLAY). В некоторых задачах это значительно упрощает работу. Модели с двумя экранами маркируются «PLUS» и стоят несколько дороже.

Данная модель имеет следующее базовое оснащение:

- Электронный PID-регулятор процесса с системой самодиагностики для быстрого обнаружения неисправностей.
- Сенсорная панель для перехода между настройками.
- Воздушная заслонка с сервоприводом и регулировкой открытия 100 % для воздухообмена.
- Программируемый таймер до 99 дней 23 ч.
- Цветной TFT-дисплей для отображения установленной и фактической температуры, степени открытия воздушной заслонки, времени процесса и настроек меню.
- Механический ограничитель температуры (ТВ, класс 1).
- Оптический индикатор тревоги.
- Платиновый датчик температуры PT100.
- Порт Ethernet на задней панели для протоколирования процесса сушки.
- Встроенная система протоколирования.
- Регулировка скорости вращения вентилятора принудительной вентиляции/конвекции.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2018/7126 от 11.05.2018.

Максимально возможное количество полок для установки — 6 шт. В базовую комплектацию входят 2 полки.

Максимальная нагрузка на шкаф — 120 кг.

## Преимущества

## Преимущества инкубатора-термостата Memmert IN75

- Новый котроллер ControlCOCKPIT имеет 2 исполнения SingleDISPLAY или TwinDISPLAY, сенсорную панель управления и дисплеи для отображения параметров температуры, влажности, скорости вращения вентилятора, степени открытия заслонки вентиляции, степени внутреннего освещения, установки систем защиты от перегрева и графиков процесса в режиме реального времени.
- Ускорение процесса сушки вследствие увеличения воздушного потока за счёт входных и выходных отверстий увеличенного размера.
- Скорость вращения вентилятора и положение моторизированной заслонки регулируется при помощи ControlCOCKPIT на всём оборудовании Memmert.
- Отправка уведомлений о нештатных ситуациях по электронной почте при помощи программного обеспечения AtmoCONTROL или путём SMS-уведомления (опция).
- Все устройства нового поколения стандартно комплектуются коммуникационным интерфейсом Ethernet.
- Устройства с панелью управления TwinDISPLAY стандартно оснащаются портом USB.
- Использование нержавеющей стали высокого качества.
- Нагрев с четырёх сторон для более равномерного распределения температуры и прогрева образцов внутри камеры.
- Улучшенная термоизоляция и оптимизированная система нагрева позволили увеличить скорость нагрева до 30 %.
- Особая конструкция ручки двери позволяет открывать/закрывать дверь почти любой частью тела в случае, если руки заняты.
- Возможность изменения стороны открытия двери без привлечения сертифицированных специалистов.
- Новое интуитивно понятное программное обеспечение для ПК AtmoCONTROL для программирования и документирования процессов.
- Встроенный таймер от 1 мин до 99 дней 23 ч.
- Технология HeatBALANCE, позволяющая регулировать распределение мощности между верхней и нижней частями нагрева.

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Артикул                                 | IN75                        |
| Бренд                                   | Memmert                     |
| Страна бренда                           | Германия                    |
| Отрасли                                 | Здравохранение              |
| Дополнительный функционал               | есть естественная конвекция |
| Объём рабочей камеры, л                 | 74                          |
| Диапазон температур, °C                 | Ткомн.+5...+80              |
| Отклонение температуры от заданной, ±°C | 0,1                         |
| Количество полок                        | 2                           |
| Диапазон задаваемых температур, °C      | +20...+80                   |
| Габариты, мм                            | 585×947×514                 |
| Вес, кг                                 | 66                          |
| Вес в упаковке, кг                      | 85                          |
| Электропитание, В                       | 230                         |
| Потребляемая мощность, Вт               | 1250                        |

Страна производства

Германия

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.