

Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-25

Динамометры



Ваша цена

Розница
6 660 руб.

Оптовая цена
6 435 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здоровоохранение

НДС не облагается

- Диапазон измерений, даН: 3-25
- Цена деления шкалы, даН : 0,5
- Предел допускаемой абсолютной погрешности, ±даН : 0,75

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2008/02239 от 17.03.2008

Описание

Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-25

Динамометр НТМИЗ ДК-25 предназначен для измерения мышечной силы кисти детей и ослабленных пациентов. Может применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, диспансерах, санаториях и спортивных учреждениях.

Это самый маленький по диапазону измерений динамометр линейки.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/02239 от 17.03.2008.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Нижнетагильский медико-инструментальный завод

Страна бренда

Россия

Отрасли

Реабилитация

Диапазон измерений, даН

3-25

Цена деления шкалы, даН

0,5

Предел допускаемой абсолютной погрешности,

±даН

0,75

Габариты, мм

125×50×25

Вес, кг	0.18
---------	------

Страна производства	Россия
---------------------	--------

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.