

## Лабораторный холодильник POZIS ХЛ-340 (с металлической дверцей)

Медицинские и фармацевтические холодильники    Арт. 217WV



### Ваша цена

Розница  
**54 027 руб.**

Оптовая цена  
**53 104 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Тип холодильника: комбинированный, лабораторный
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические, прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °С: 2-15
- Температура в морозильной камере, °С: -10...-25
- Общий объём, л: 400
- Объём холодильной камеры, л: 270
- Объём морозильной камеры, л: 130

### Наличие регистрационного удостоверения

**ФСР 2012/13773 от 03.06.2024**

## Описание

### Лабораторный холодильник POZIS ХЛ-340

Комбинированный лабораторный холодильник POZIS ХЛ-340 предназначен для хранения фармацевтических препаратов при температуре от +2 до +15 °С в холодильной камере и при температуре от -25 до -10 °С в морозильной камере.

Выпускается в двух модификациях:

- с металлической дверью холодильного отделения;
- с тонированной стеклянной дверью холодильного отделения.

Температурный режим регулируется с помощью двух электронных контроллеров EV3B22 (для холодильной и морозильной камер). Есть дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями в холодильной камере.

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС.

На POZIS ХЛ-340 предоставляются термокарты.

Потребление электроэнергии: 1,84 кВт×ч/сутки.

## Преимущества

### Преимущества POZIS ХЛ-340

- Два микропроцессорных регулятора температур со сверхчувствительными датчиками температуры.
- Система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере.

В холодильном отделении дверь стеклянная с замком, в морозильном отделении дверь металлическая с замком.

- Автоматическое поддержание температуры в камерах.
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной.
- Отображение температуры на табло панели управления.
- Отключение вентилятора при открывании двери.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	217WV
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	комбинированный, лабораторный
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические, прозрачные
	стеклянные
Температура в холодильнике, °C	2-15
Температура в морозильной камере, °C	-10...-25
Общий объем, л	400
Объем холодильной камеры, л	270
Объем морозильной камеры, л	130
Количество компрессоров, шт	2
Габариты, мм	2080×610×650
Вес, кг	98
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	305
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.