

Концентратор кислорода Armed 7F-3L

Концентраторы и увлажнители кислорода

Арт. 1011501



- Особенности концентраторов: есть выход для ингаляций, можно делать кислородные коктейли
- Концентрация КВС на выходе, %: ≥ 93
- Производительность на выходе КВС, л/мин: 0...3



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2010/06858 от 25.05.2010

Описание

Концентратор кислорода Armed 7F-3L

Концентратор кислорода Армед 7F-3L – надёжный и производительный аппарат, отлично подходящий для домашнего использования. Также он применяется в медицинских, санаторно-курортных, спортивных и детских учреждениях. Производительность до 3 л/мин, может работать до 18 часов в сутки без отключения.

В конструкции используются цеолитовые колонки (а не кислородные баллоны), поэтому эксплуатация прибора абсолютно безопасна.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/06858 от 25.05.2010.

В комплект поставки входят диффузор; 2-метровая канюля; 5-метровая канюля и набор для ингаляций.

Преимущества

Преимущества Armed 7F-3L

- Простое управление. Модель оснащена удобной панелью управления со специальным индикатором, отображающим установку таймера работы в минутах.
- Безопасность. Устройство безопасно благодаря отсутствию взрывоопасных кислородных баллонов в конструкции.
- Манёвренность. Устройство оснащено удобными колёсами и ручками на корпусе, позволяющими без труда перевозить концентратор в соседние помещения.
- Встроенный выход для ингаляций. Дополнительный выход для аэрозольных ингаляций позволяет эффективно распылять лекарственные средства на мелкие частицы.
- Можно делать коктейли. Используйте его для приготовления вкусных и полезных кислородных коктейлей (для этого нужен специальный коктейлер, который покупается отдельно).
- Простое обслуживание. Для своевременного обслуживания нужно только менять воду в увлажнителе после каждой процедуры и раз в полгода промывать фильтр.
- Надёжность. Корпус устройства изготовлен из пластика высокой прочности.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

1011501

Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Особенности концентраторов	есть выход для ингаляций, можно делать кислородные коктейли
Концентрация КВС на выходе, %	≥93
Производительность на выходе КВС, л/мин	0...3
Производительность (воздушный поток) на выходе для ингаляций, л/мин	10...13
Максимальное давление на выходе КВС, кПа	45
Максимальное давление на выходе для ингаляций, кПа	150
Уровень шума, дБ	49
Габариты, мм	480×280×560
Вес, кг	23.5
Вес в упаковке, кг	25.5
Габариты в упаковке, см	53×34.5×66
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	350
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.