

## Концентратор кислорода Armed 7F-5L

Концентраторы и увлажнители кислорода

Арт. 1011701



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

НДС не облагается

- Особенности концентраторов: есть выход для ингаляций, можно делать кислородные коктейли
- Концентрация КВС на выходе, %: ≥93
- Производительность на выходе КВС, л/мин: 0...5

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2010/06858 от 25.05.2010

## Описание

### Концентратор кислорода Armed 7F-5L

Armed 7F-5L с производительностью до 5 л/мин используется при лечении тяжёлых заболеваний дыхательных путей, например, пневмонии.

Дополнительно оснащён специальным выходом для ингаляций. На дисплее отображается время работы концентратора в часах и минутах. Скорость движения воздушно-кислородной смеси легко настраивается механическим регулятором, расположенным слева.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/06858 от 25.05.2010.

В комплект поставки входят диффузор; 2-метровая канюля; 5-метровая канюля и набор для ингаляций.

## Преимущества

### Преимущества Armed 7F-5L

- Простое управление. С помощью интуитивно понятной панели управления можно без труда настроить концентратор для проведения кислородотерапии. Специальный дисплей отображает время работы устройства.
- Безопасность. Устройство безопасно благодаря отсутствию взрывоопасных кислородных баллонов в конструкции.
- Манёвренность. Специальные колёса помогают перевозить устройство в другие помещения, не царапая при этом пол.
- Встроенный выход для ингаляций. Дополнительный выход для аэрозольных ингаляций позволяет эффективно распылять лекарственные средства на мелкие частицы.
- Можно делать коктейли. Используйте его для приготовления вкусных и полезных кислородных коктейлей (для этого нужен специальный коктейлер, который покупается отдельно).
- Простое обслуживание. Для своевременного обслуживания нужно только менять воду в увлажнителе после каждой процедуры и раз в полгода промывать фильтр.
- Надёжность. Корпус устройства изготовлен из пластика высокой прочности.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1011701
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
<b>Особенности концентраторов</b>	
есть выход для ингаляций, можно делать кислородные коктейли	
Концентрация КВС на выходе, %	≥93
Производительность на выходе КВС, л/мин	0...5
<b>Производительность (воздушный поток) на выходе для ингаляций, л/мин</b>	
Максимальное давление на выходе КВС, кПа	45
<b>Максимальное давление на выходе для ингаляций, кПа</b>	
Уровень шума, дБ	55
Габариты, мм	420×360×680
Вес, кг	26.8
Вес в упаковке, кг	31
Габариты в упаковке, см	58×50×81
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	650
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.