


Кронштейн для дистиллятора Ливам АЭ-10/АЭ-15

Сопутствующее оборудование и расходные материалы Арт. АЭ-10/АЭ-15_кронштейн



Ваша цена

Розница
4 593 руб.

Оптовая цена
4 423 руб.



Под заказ

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Кронштейн для дистиллятора АЭ-10/АЭ-15

Кронштейн с подставкой предназначен для настенного крепления аквадистиллятора серии АЭ-10/АЭ-15.

Кронштейн необходимо закрепить на стене строго горизонтально.

Для крепления использовать дюбель-гвозди, входящие в комплект.

Использование кронштейна не по назначению, а также нагрузка посторонними предметами не допускается.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	АЭ-10/АЭ-15_кронштейн
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.