

Кровоостанавливающий жгут-турникет с металлическим воротком

Первая помощь



Ваша цена

Розница
484 руб.

Оптовая цена
439 руб.



Под заказ

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Кровоостанавливающий жгут-турникет с металлическим воротком

Кровоостанавливающий жгут предназначен для оказания первой медицинской помощи при ранениях и травмах с сильным открытым кровотечением. Изготовлен из прочного нейлона, вороток алюминиевый. Его можно использовать в любых погодных условиях.

Общая длина жгута: 95 см, он подойдёт для полного перекрытия кровотока (гемостаза) рук и ног большинства людей. Ширина жгута: 38 мм.

Все операции для гемостаза в конечности можно выполнить одной рукой, быстро регулируя необходимое давление, чтобы эффективно останавливать кровотечение в верхних или нижних конечностях и тормозить отток артериальной крови. Вшитая внутренняя стропа утягивает жгут сразу по всей длине, позволяя перекрывать кровоток с равномерным распределением давления по всей окружности. Это снижает нагрузку на кожу и мышцы, предотвращая точечное давление, которое может привести к травмам.

Жгут оснащён специальной накладкой на липучке для указания времени наложения.

Может применяться для остановки кровотечений: при оказании скорой медицинской помощи и в медицине катастроф, при проведении спасательных операций при чрезвычайных ситуациях, техногенных авариях и стихийных бедствиях, для первой неотложной помощи пострадавшим в походных условиях, при дорожно-транспортных происшествиях, во время боевых действий и в полевых военно-тактических условиях.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Сделано в Китае

Страна бренда

Китай

Габариты, мм

220×95×40

Вес, кг

0.09

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.