

Лабораторный холодильник POZIS ХЛ-250 (со стеклянной дверцей)

Медицинские и фармацевтические холодильники

Арт. Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250



Ваша цена

Розница

36 779 руб.

Оптовая цена

35 828 руб.

ПРОДАЖА

[Под заказ](#)

НДС не облагается

- Тип холодильника: для вакцин, комбинированный, лабораторный
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические, прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °C: 2-15
- Температура в морозильной камере, °C: -10...-25
- Общий объём, л: 250
- Объём холодильной камеры, л: 170
- Объём морозильной камеры, л: 80

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2016/4043 от 08.05.2019

Описание

Лабораторный холодильник POZIS ХЛ-250

Комбинированный лабораторный холодильник POZIS 250 можно использовать для хранения вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») от COVID-19 согласно утверждённым условиям транспортирования и хранения: температурный режим во время хранения не выше -18 °C.

Предназначен для хранения фармацевтических препаратов при температуре от +2 до +15 °C в холодильной камере и при температуре от -10 до -25 °C в морозильной камере. Температурный режим регулируется с помощью двух электронных контроллеров EV3B22 (для холодильной и морозильной камер).

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС.

На POZIS 250 предоставляются термокарты.

Потребление электроэнергии: 1,91 кВт×ч/сутки.

Преимущества

Преимущества POZIS ХЛ-250

- Два микропроцессорных регулятора температур со сверхчувствительными датчиками температуры.
- Система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере.
- В холодильном отделении дверь стеклянная с замком, в морозильном отделении дверь металлическая с замком.
- Автоматическое поддержание температуры в камерах.
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной.
- Отображение температуры на табло панели управления.
- Отключение вентилятора при открывании двери.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

Холодильник комбинированный лабораторный

ХЛ-250

Бренд

POZIS

Страна бренда

Россия

Тип холодильника

для вакцин, комбинированный, лабораторный

Форм-фактор холодильника

высокий (напольный)

Дверцы

непрозрачные металлические, прозрачные

стеклянные

Температура в холодильнике, °C

2-15

Температура в морозильной камере, °C

-10...-25

Общий объём, л

250

Объём холодильной камеры, л

170

Объём морозильной камеры, л

80

Количество компрессоров, шт

2

Габариты, мм

600×650×1445

Вес, кг

68

Потребляемая мощность, Вт

260

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.