

## Медицинская центрифуга Hettich EBA 280

Медицинские центрифуги    Арт. 1101



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 6000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 4146

**Hettich**

Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**РЗН 2018/7958 от 21.12.2018**

### Описание

#### Медицинская центрифуга Hettich EBA 280

Центрифуга Hettich EBA 280 предлагает пользователю исключительный уровень комфорта в работе. Благодаря новой разработке — системе быстрой смены роторов — стало возможно заменять роторы в центрифуге за считанные мгновения с помощью одной руки без использования инструментов.

Цифровая панель с подсветкой даёт возможность сохранять различные системные настройки и хранить до 9 программ в памяти.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

#### Роторы к центрифуге Hettich EBA 280



Арт. 1146. 6-местный горизонтальный ротор

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 4700.
- Максимальное ускорение, g: 3112.
- Максимальная вместимость: 6×15 мл.



Арт. 1148. 8-местный горизонтальный ротор

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 5000.
- Максимальное ускорение, g: 2991.
- Максимальная вместимость: 8×10 мл.




Арт. 1142. 12-местный горизонтальный ротор

- Угол наклона: 60°.
- Максимальная скорость, об/мин: 5000.
- Максимальное ускорение, g: 2963.
- Максимальная вместимость: 12×5 мл.



Арт. 1133. 12-местный угловой ротор

- Угол наклона: 35°.
- Максимальная скорость, об/мин: 5000.
- Максимальное ускорение, g: 2879.
- Максимальная вместимость: 12×7 мл.



Арт. 1137. 6-местный угловой ротор

- Угол наклона: 35°.
- Максимальная скорость, об/мин: 6000.
- Максимальное ускорение, g: 4025.

- Максимальная вместимость: 6×50 мл.



Арт. 1139. 12-местный угловой ротор

- Угол наклона: 35°.
- Максимальная скорость, об/мин: 6000.
- Максимальное ускорение, g: 4146.
- Максимальная вместимость: 12×15 мл.

## Преимущества

### Преимущества Hettich EBA 280

- Широкий выбор роторов и адаптеров для пробирок разного объёма.
- Экстренное отключение при разбалансировке.
- Гладкий, пластиковый корпус легко дезинфицируется.
- Блокировка крышки во время работы ротора.
- Шумоизоляция и низкий уровень вибрации.
- Компактные размеры и интуитивно понятный интерфейс.
- Кнопка быстрого старта.
- Режим непрерывного центрифугирования.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1101
Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	6000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	4146
Максимальный шум, дБ	47
Макс. количество пробирок	6×50 мл

Габариты, мм	326×400×242
Вес, кг	12
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	185
Страна производства	Германия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.