

## Медицинская центрифуга Hettich ROTINA 420

Медицинские центрифуги    Арт. 4701



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 15000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 24400



Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**РЗН 2018/7958 от 21.12.2018**

### Описание

#### Медицинская центрифуга Hettich ROTINA 420

Компактная настольная центрифуга Hettich ROTINA 420 была разработана для работы с большим потоком образцов. Одним из основных преимуществ центрифуги является её вместимость: 4×600 мл, 140 пробирок для забора крови, 16 титрационных микропланшетов или 52 конические пробирки объёмом 15 мл. И всё это возможно с использованием одного и того же ротора.

Мощная центрифуга отлично подойдёт для крупных лабораторий, банков крови или клинических лабораторий с высокой производительностью. Универсальный ротор поддерживает совместимость со многими ёмкостями, флаконами и планшетами, тем самым предлагая различные варианты работы, в том числе с клеточными культурами или при проведении твердофазного анализа.

Новое поколение подвесов для ROTINA 420 наделено встроенными ручками для более комфортной работы с образцами и механизмом двойного затвора для крышек с био-герметизацией.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

#### Роторы к Hettich ROTINA 420

---

Кол-во мест  
Угол

Максимальная скорость вращения, об/мин

Максимальное ускорение (RCF), g

Максимальная вместимость

---

Горизонтальные роторы

---

4-местный

90°

4 800

4 740

4×600 мл

---

4-местный

90°

4 000

2 898

4×290 мл

---

Угловые роторы

---

6-местный

45°

11 000

16 504

6×94 мл

---

4-местный

25°

9 500

12 007

4×250 мл

---

30-местный

45°

15 000

24 400

30×2,0 мл

## Характеристики

---

Параметр:

Показатель:

**Артикул**

4701

**Бренд**

Hettich

**Страна бренда**

Германия

**Тип центрифуги**

с естественным охлаждением

**Размер центрифуги**

настольная

**Макс. скорость вращения, об/мин**

15000

**Относительное центробежное ускорение (ОЦУ,**

**RCF), g**

24400

**Диапазон задания времени работы, мин**

от 0 до 23 ч 59 мин

**Максимальный шум, дБ**

51

**Макс. количество пробирок**

4×600 мл

**Габариты, мм**

506×650×423

<b>Вес, кг</b>	75
<b>Электропитание, В</b>	220±22
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	870
<b>Страна производства</b>	Германия

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.