

## Мягкие тканевые складные медицинские носилки Defeng DDJ-2F

Медицинские носилки    Арт. DDJ-2F



### Ваша цена

Розница  
**14 900 руб.**

Оптовая цена  
**14 304 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Материал носилок: тканевые
- Особенности носилок: складные
- Длина носилок, см: 180

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2021/14332 от 14.05.2021

## Описание

### Медицинские носилки DDJ-2F

Мягкие тканевые носилки DDJ-2F – это продольно и поперечно складные носилки. Предназначены для транспортировки пациентов в зонах боевых действий и других чрезвычайных ситуациях.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2021/14332 от 14.05.2021.

В комплект входит сумка-укладка. В сложенном состоянии занимают мало места: габариты сумки составляют 95×10×19 см.

Ложе из мягкого пластика (ПВХ-ткани) облегчает вес, удобно для транспортировки больного и более практично по сравнению с брезентом. Каркас носилок из алюминиевого сплава ещё больше облегчает конструкцию. Есть четыре опорные точки для размещения на твёрдой поверхности.

Длина носилок в собранном состоянии: вместе с ручками 220 см, без ручек: 180 см. Ширина носилок 55 см.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	DDJ-2F
Бренд	Jiangsu Defeng Medical Equipment
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение, Для скорой помощи
Материал носилок	тканевые
Особенности носилок	складные

Длина носилок, см	180
Максимальная нагрузка, кг	160
Регулируемые ремни безопасности, шт.	2
Габариты, мм	2200×550×100
Вес, кг	7.9
Вес в упаковке, кг	8.7
Габариты в упаковке, см	99×12×24

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.