

Медицинские весы Масса-К МК В1-15 «Саша»

Медицинские весы Арт. 25055



Ваша цена

Розница
10 600 руб.

Оптовая цена
7 940 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 15
- Дискретность, г: 1/2/5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 20
- Размер платформы, мм: 540×290
- Весы предназначены: для новорождённых

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2013/1197 от 25.01.2022

Описание

Медицинские весы Масса-К МК В1-15 «Саша»

МК В1-15 «Саша» используются для взвешивания новорождённых и грудных детей как в детских медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Весы просты в эксплуатации, они помогут осуществлять постоянный контроль за прибавкой веса ребёнка в первые годы его жизни.

Яркая подсветка ЖК-дисплея позволяет производить взвешивание во время ночных кормлений младенца. Результаты взвешивания показываются на индикаторе весов в течение 35-40 секунд после снятия ребёнка с весов. Весы могут отображать разницу результатов двух взвешиваний, что удобно при контроле вскармливания.

У весов есть три интервала взвешивания: до 3 кг (дискретность 1 г), до 6 кг (дискретность 2 г) и до 15 кг (дискретность 5 г). Можно установить массы тары до 5 кг.

Весы зарегистрированы как медицинское изделие и имеют регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №8470; РЗН 2013/1197 от 09.04.2018 г.

Работают от сети либо от встроенного аккумулятора типа СА 628. Аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 94 часов. Полностью разряженный аккумулятор заряжается 9 часов.

Допускается санобработка весов (дезинфекция и облучение кварцем).

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

25055

Бренд

Масса-К

Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравохранение, Для дома, Для кабинета педиатра
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	15
Дискретность, г	1/2/5
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	20
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	540×290
Габариты, мм	540×330×105
Вес, кг	3.6
Вес в упаковке, кг	4.5
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.