

Медицинские весы Масса-К МК В1-15 «Саша»

Медицинские весы



Ваша цена

Розница
11 500 руб.

Оптовая цена
9 419 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 15
- Дискретность, г: 1/2/5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 20
- Размер платформы, мм: 540×290
- Весы предназначены: для новорождённых

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинские весы Масса-К МК В1-15 «Саша»

МК В1-15 «Саша» используются для взвешивания новорождённых и грудных детей как в детских медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Весы просты в эксплуатации, они помогут осуществлять постоянный контроль за прибавкой веса ребёнка в первые годы его жизни.

Яркая подсветка ЖК-дисплея позволяет производить взвешивание во время ночных кормлений младенца. Результаты взвешивания показываются на индикаторе весов в течение 35-40 секунд после снятия ребёнка с весов. Весы могут отображать разницу результатов двух взвешиваний, что удобно при контроле вскармливания.

У весов есть три интервала взвешивания: до 3 кг (дискретность 1 г), до 6 кг (дискретность 2 г) и до 15 кг (дискретность 5 г). Можно установить массы тары до 5 кг.

Весы зарегистрированы как медицинское изделие и имеют регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №8470; РЗН 2013/1197 от 09.04.2018 г.

Работают от сети либо от встроенного аккумулятора типа СА 628. Аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 94 часов. Полностью разряженный аккумулятор заряжается 9 часов.

Допускается санобработка весов (дезинфекция и облучение кварцем).

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Масса-К

Страна бренда

Россия

Отрасли

Здравоохранение, Для дома, Для кабинета

педиатра

Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	15
---	----

Дискретность, г	1/2/5
-----------------	-------

Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	20
---	----

Класс точности	Средний (III)
----------------	---------------

Размер платформы, мм	540×290
----------------------	---------

Габариты, мм	540×330×105
--------------	-------------

Вес, кг	3.6
---------	-----

Вес в упаковке, кг	4.5
--------------------	-----

Электропитание, В	220
-------------------	-----

Страна производства	Россия
---------------------	--------

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.