

Медицинский холодильник Биюса 345K-GB

Медицинские и фармацевтические холодильники



Ваша цена

Розница

48 154 руб.

Оптовая цена

45 273 руб.

биюса

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип холодильника: комбинированный, лабораторный
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: 0...17
- Температура в морозильной камере, °C: -6...-28
- Общий объём, л: 310
- Объём холодильной камеры, л: 210
- Объём морозильной камеры, л: 100

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинский холодильник Биюса 345K-GB

Предназначена для хранения лабораторных продуктов, образцов, культур, реагентов, а также фармацевтической продукции, лекарственных препаратов, вакцин, биологических препаратов и медицинских изделий при температуре от 0 до 17 °C в холодильном отделении и от -28 °C до -6 °C в морозильном отделении.

Применяется в НИИ, диагностических центрах, лабораториях различного профиля (биохимические, гематологические, иммунологические исследования, в т. ч. исследования методом ПЦР) и других медицинских и фармацевтических учреждениях.

Особенности:

- электронная система управления;
- световая и звуковая сигнализация отклонения температуры внутри отделений и незакрытой двери холодильного отделения;
- система принудительной циркуляции воздуха;
- автоматическое отключение вентилятора при открывании двери;
- двери холодильного и морозильного отделений камеры оснащены механическими замками;
- дополнительные внутренние дверцы для сохранения температуры в каждой секции при открывании общей двери.

Включение и выключение освещения производится автоматически.

Испаритель холодильного отделения холодильника размораживается автоматически.

Для удобства перемещения камера оснащена колёсными опорами, расположенными на основании компрессора.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Тип холодильника	комбинированный, лабораторный
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °C	0...17
Температура в морозильной камере, °C	-6...-28
Общий объём, л	310
Объём холодильной камеры, л	210
Объём морозильной камеры, л	100
Количество компрессоров, шт	2
Хладагент	R-600a
Габариты, мм	605×625 (665 с учётом ручки)×1750
Вес, кг	72
Вес в упаковке, кг	79
Электропитание, В	230±23
Потребляемая мощность, Вт	170
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.