

Медицинский респиратор без клапана, класс защиты FFP2

Маски, респираторы и перчатки



- Класс защиты: FFP2



Наличие регистрационного удостоверения

[Не поставляется](#)

РЗН 2020/11656 от 11.08.2020

Описание

Медицинский респиратор без клапана, класс защиты FFP2

Респиратор предназначен для защиты от переноса микроорганизмов, крови, биологических жидкостей и воздействия взвешенных в воздухе биологических патогенных частиц. Применяется медицинскими работниками и пациентами во время медицинских, хирургических, стоматологических и изоляционных процедур.

Представляет собой готовую к применению фильтрующую полумаску, состоящую из четырёх разных слоёв специальных материалов. Наружный слой сделан из нетканого термоскрепленного материала «Спанбонд» с плотностью не менее 60 г/м², промежуточный – из материала «Мельтблаун» плотностью 90 г/м² в 2 слоя. Внутренний слой выполнен из «Спанбонда» плотностью не менее 25 г/м².

Респиратор можно применять как в стационарных и лабораторных ЛПУ, так и в домашних условиях, в местах массового скопления людей (на улице, в транспорте, общественных организациях).

Класс защиты – FFP2 (удерживает не менее 94 % вредных веществ).

Респиратор одноразовый и нестерильный. Не подлежит стерилизации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	AUGURI
Страна бренда	Россия
Класс защиты	FFP2

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.