

## Морозильный ларь для хранения медицинских отходов класса Б Бирюса 1552DN

Медицинские и фармацевтические холодильники



### Ваша цена

Розница  
**44 176 руб.**

Оптовая цена  
**41 533 руб.**

**бирюса**

Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Тип холодильника: для медицинских отходов
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в морозильной камере, °C: +10...-18
- Общий объём, л: 115
- Объём морозильной камеры, л: 115

Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Морозильный ларь для хранения медицинских отходов класса Б Бирюса 1552DN

Оборудование морозильное не бытового назначения: морозильник типа «ларь» предназначен для временного хранения медицинских отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности, в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязнённые кровью и (или) другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3-4 групп патогенности) в лечебно-профилактических учреждениях.

Хранение (накопление) более 24 часов необеззараженных медицинских отходов класса Б осуществляется в ларе не более 7 суток с начала момента накопления отходов (при условии что, температурный режим в ларе выше  $-12^{\circ}\text{C}$ ).

Применение ларя «Бирюса», предназначенного для временного хранения медицинских отходов класса Б, для других целей не допускается.

Ларь может комплектоваться одноразовыми и многоразовыми емкостями, баками жёлтого цвета, предназначенными для хранения медицинских отходов класса Б.

Ларь оснащён бактерицидным светильником, предназначенным для обеззараживания внутренних поверхностей ларя и емкостей для хранения медицинских отходов.

Особенности:

- ларь оснащён электронным блоком и отображает информацию на дисплее;
- принудительная циркуляция воздуха внутри ларя;
- система No Frost;
- электронная система управления;
- световая и звуковая сигнализация отклонения внутренней температуры.

Для удобства перемещения ларь оснащён колёсными опорами.

Комплектация: 1 корзина и 1 бак 20 л (ёмкости для сбора, хранения и перевозки медицинских отходов).

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Бирюса
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравохранение
<b>Тип холодильника</b>	для медицинских отходов
<b>Форм-фактор холодильника</b>	высокий (напольный)
<b>Дверцы</b>	непрозрачные металлические
<b>Температура в морозильной камере, °C</b>	+10...-18
<b>Общий объём, л</b>	115
<b>Объём морозильной камеры, л</b>	115
<b>Количество компрессоров, шт</b>	1
<b>Хладагент</b>	R-600a
<b>Габариты, мм</b>	755×540 (без учёта ручки)×810
<b>Вес, кг</b>	33
<b>Вес в упаковке, кг</b>	34
<b>Электропитание, В</b>	220±22
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	105
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.