

Набор пробных очковых линз Armed с универсальной оправой

Офтальмокопические линзы и оправы

Арт. 1023801



Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2008/02071 от 16.06.2008



Не поставляется

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Набор пробных очковых линз Armed

Офтальмологический набор из 266 линз используется в исследовании зрения и диагностике глазных заболеваний, таких как астигматизм, миопия, гиперметропия, пресбиопия, цветовая слепота и страбизм. Набор предназначен для применения в офтальмологических кабинетах, оптических магазинах. Благодаря прочному кейсу из экокожи удобен для стационарных и передвижных кабинетов.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2008/02071 от 16.06.2008

Для комфортного хранения и перевозки набора предусмотрен специальный надёжный футляр. Специальная пробная оправа позволяет исследовать зрение у пациентов с различными размерами и формой головы благодаря широкому возможностям регулировки.

Рассчитана на установку до 4-х пар линз. Специальные линзы в наборе дополнены универсальной пробной оправой.

В набор входят:

- сферические, цилиндрические, призматические, матированные и цветные линзы;
- окклюдатор;
- пластина точечных отверстий;
- щелевой образец;
- линза с плоским полем зрения;
- пробная универсальная оправа;
- Maddox стержни.

Парные цилиндрические вогнутые линзы (-) и выпуклые (+) линзы от 0,12 до 6,00 дптр используются для исследования и коррекции астигматизма. Призматические линзы применяются при проверке косоглазия, скрытого косоглазия, а также для тренировки структур глаза. В набор входят линзы на 0,5-10,0 пр дптр. Вспомогательные линзы предназначены для различных вспомогательных исследований зрения (точечная диафрагма, красный и зелёный светофильтр, матовая пластина, полуматовая пластина, скрещённые цилиндры, плоскопараллельная пластина, перекрестье, окклюдер, щелевая диафрагма).

Преимущества

Преимущества набора линз Armed

- Удобный кейс для хранения и перемещения.
- Универсальное использование.
- Цилиндрические линзы.
- Призматические линзы.
- Вспомогательные линзы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1023801
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравохранение, Для кабинета офтальмолога

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.