


## Негатоскоп Медин НМ-3

Негатоскопы



- Размеры негатоскопа: трёхкадровый
- Размеры просмотрового экрана, мм: 1080×400
- Источник света: флуоресцентные лампы
- Есть регулировка яркости: да, есть



Не поставляется

**Наличие регистрационного удостоверения**

**Области применения:**

- Здравоохранение

## Описание

### Негатоскоп Медин НМ-3

Медицинский негатоскоп Медин НМ-3 предназначен для просмотра рентгеновских снимков. Имеет просмотровый экран с тремя зонами. Применение электронного блока управления обеспечивает мгновенное включение ламп без мерцания. Время установки рабочего режима составляет не более 5 секунд.

НМ-3 можно размещать как на столе, так и на стене.

Использование стандартных люминесцентных ламп с высокой светоотдачей обеспечивает яркое свечение и незначительный нагрев при низком потреблении электроэнергии. Лампы легко можно поменять.

Яркость свечения экрана не более  $4200 \pm 1000$  кд/м<sup>2</sup>. Есть плавная регулировка яркости каждой секции и удобный роликовый зажим для крепления снимков.

Средняя наработка на отказ не менее 8000 часов. Гарантия 24 месяца.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в Беларуси
Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Здравоохранение
Размеры негатоскопа	трёхкадровый
Размеры просмотрового экрана, мм	1080×400
Источник света	флуоресцентные лампы
Есть регулировка яркости	да, есть
Габариты, мм	1125×115×515
Вес, кг	18

Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	210
Страна производства	Беларусь

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.