

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 1-15C

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница

5 750 руб.

Оптовая цена

5 650 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м³/ч: 30
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 10-12
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/11444 от 28.07.2020

Описание

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 1-15C

Рециркулятор Defender 1-15C закрытого типа предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в присутствии людей. Подходит для небольших помещений.

Может работать непрерывно в течение дня, предотвращая повышение уровня микробной обсеменённости воздуха в помещениях независимо от его категории и количества находящихся в нём людей.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2020/11444 от 28.07.2020.

Источник излучения — бактерицидная ультрафиолетовая лампа, которая не выделяет озон и безопасна для длительного использования. Корпус облучателя сделан из стали, покрытой специальной порошковой краской, которая устойчива к дезинфицирующим средствам.

Defender 1-15C крепится либо на стене в вертикальном положении, либо на специальной стойке (в комплект не входит, поставляется отдельно).

В зависимости от объёма и категории помещений рекомендована следующая длительность обработки

Объём помещений, м³
 Рекомендуемое время обработки (не менее, мин.)

Жилые квартиры, курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ

Детские игровые комнаты, школьные классы, детские дома, дома инвалидов, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

Палаты, кабинеты и др. помещения ЛПУ (помещения III категории)

XXXXXX до 30 XXXXX

XXXXXX 30 XXXXX

XXXXXX 45 XXXXX

XXXXXX 60

XXXXXX от 30 до 60 XXXXX

XXXXXX 60 XXXXX

XXXXXX 90

XXXXXX 120

XXXX Пример: для эффективной обработки школьного класса площадью 20 м² и высотой потолка 3 м (объём помещения — 60 м³) требуется не менее 90 мин работы рециркулятора. XXX

XXXX Если вам нужно обеззаразить помещение большой площади, то обратите внимание на более мощные модели рециркуляторов: Defender 2-15C (с двумя лампами) или Defender 3-15C (с тремя лампами). XXX

XXXX Облучатели-рециркуляторы «Дефендер» изготавливаются отечественным производителем медицинской техники ООО «Таглер» (Лицензия Росздравнадзора на производство медтехники № ФС-99-04-007134). XXX

Преимущества

Преимущества TAGLER Defender 1-15C

- Бактерицидный облучатель-рециркулятор Defender 1-15C закрытого типа может работать в присутствии людей.
- Источник излучения — ртутная разрядная лампа низкого давления, которая даёт коротковолновое УФ-излучение с максимум в 253,7 нм, обладающее бактерицидным действием. Чтобы предотвратить синтез озона, колба лампы сделана из специального стекла, которое непроницаемо для длины волн около 200 нм.
- Срок службы УФ-лампы не менее 8000 часов.
- Компактная модель, подходит для небольших помещений.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Бактерицидный поток, Вт	4,9
Производительность, м ³ /ч	30
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м ²	10-12
Способ крепления	на подставку, на стену

Уровень шума, дБ	30
Срок службы УФ-ламп, часов	8000
Лампы входят в комплект	да, входят
Габариты, мм	600×160×122
Вес, кг	4
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	55
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.