

## Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 2-15C (без стойки)

Бактерицидные облучатели закрытого типа



### Ваша цена

Розница  
**7 500 руб.**

Оптовая цена  
**7 150 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 60
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м<sup>2</sup>: 15-20
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/11444 от 28.07.2020

## Описание

### Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 2-15C

Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 2-15C закрытого типа предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в присутствии людей. Может работать непрерывно в течение дня, предотвращая повышение уровня микробной обсеменённости воздуха в помещениях независимо от его категории и количества находящихся в нём людей.

Может поставляться либо отдельно (и тогда его можно повесить на стену), либо в комплекте со стойкой.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №8470; РЗН 2020/11444 от 28.07.2020.

Источник излучения — две бактерицидных ультрафиолетовых лампы, которые не выделяют озон и безопасны для длительного использования.

Корпус облучателя сделан из стали, покрытой специальной порошковой краской, которая устойчива к дезинфицирующим средствам.

В зависимости от объёма и категории помещений рекомендована следующая длительность обработки

---

Объём помещений, м<sup>3</sup>  
Рекомендуемое время обработки (не менее, мин.)

---

Жилые квартиры, курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ

Детские игровые комнаты, школьные классы, детские дома, дома инвалидов, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

Палаты, кабинеты и др. помещения ЛПУ (помещения III категории)

---

до 60  
60  
90  
120

---

от 61 до 120  
120  
180  
240

Пример: для эффективной обработки помещения игровой комнаты площадью 35 м<sup>2</sup> и высотой потолка 3 м (объем помещения – 105 м<sup>3</sup>) требуется не менее 180 мин работы рециркулятора.

Если вам нужно обеззаразить помещение большой площади, то обратите внимание на более мощную модель рециркулятора: Defender 3-15C (с тремя лампами). Для небольших помещений есть Defender 1-15C (с одной лампой).

Облучатели-рециркуляторы «Дефендер» изготавливаются отечественным производителем медицинской техники ООО «Таглер» (лицензия Росздравнадзора на производство медтехники №8470; ФС-99-04-007134).

## Преимущества

---

### Преимущества TAGLER Defender 2-15C

- Defender 2-15C закрытого типа может работать в присутствии людей.
- Источник излучения – ртутная разрядная лампа низкого давления, которая даёт коротковолновое УФ-излучение с максимум в 253,7 нм, обладающее бактерицидным действием. Чтобы предотвратить синтез озона, колба лампы сделана из специального стекла, которое непроницаемо для длины волн около 200 нм.
- Срок службы УФ-лампы не менее 8000 часов.
- Корпус можно обрабатывать любыми бытовыми чистящими средствами.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	2
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	60
Рекомендуемый объем помещений, м <sup>3</sup>	60-90
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м <sup>2</sup>	15-20
Способ крепления	на подставку, на стену
Уровень шума, дБ	30

<b>Срок службы УФ-ламп, часов</b>	8000
<b>Лампы входят в комплект</b>	да, входят
<b>Габариты, мм</b>	600×160×122
<b>Вес, кг</b>	4.2
<b>Электропитание, В</b>	220±22
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	55
<b>Страна производства</b>	Россия

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.