

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-30 (без стойки)

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница

14 900 руб.

Оптовая цена

14 700 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 3
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Производительность, м³/ч: 130
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 90
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/11444 от 28.07.2020

Описание

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-30

Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-30 закрытого типа предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в присутствии людей. Самая производительная модель линейки Defender, подходит для больших помещений.

Может работать непрерывно в течение дня, предотвращая повышение уровня микробной обсеменённости воздуха в помещениях независимо от его категории и количества находящихся в нём людей.

Поставляется либо отдельно (и тогда его можно повесить на стену), либо в комплекте со стойкой на колёсиках (и тогда его можно с лёгкостью перемещать из помещения в помещение).

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 28.07.2020 РЗН 2020/11444.

Источник излучения — три бактерицидных ультрафиолетовых лампы мощностью 30 Вт каждая. Лампы не выделяют озон и безопасны для длительного использования.

Корпус облучателя сделан из пластика, устойчивого к дезинфицирующим средствам.

В зависимости от объёма и категории помещений рекомендована следующая длительность обработки

Объём помещений, м³	
Рекомендуемое время обработки (не менее, мин.)	
99,9%	I категория
99%	II категория
95%	III категория

До 130

60

45

30

От 131 до 260

120

90

60

Пример: для эффективной обработки помещения кабинета ЛФК площадью 40 м² и высотой потолка 3 м (объём помещения – 120 м³) требуется не менее 30 мин работы рециркулятора.

Облучатели-рециркуляторы «Дефендер» изготавливаются отечественным производителем медицинской техники ООО «Таглер» (лицензия Росздравнадзора на производство медтехники № ФС-99-04-007134).

Преимущества

Преимущества TAGLER Defender 3-30

- Defender 3-30 закрытого типа может работать в присутствии людей.
- Высокая производительность позволяет эффективно обеззараживать большие помещения.
- Источник излучения – ртутная разрядная лампа низкого давления, которая даёт коротковолновое УФ-излучение с максимумом в 253,7 нм, обладающее бактерицидным действием. Чтобы предотвратить синтез озона, колба лампы сделана из специального стекла, которое непроницаемо для длины волн около 200 нм.
- Срок службы УФ-лампы не менее 8000 часов.
- Корпус можно обрабатывать любыми бытовыми чистящими средствами.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	3
Мощность одной УФ-лампы, Вт	30
Бактерицидный поток, Вт	40,2
Производительность, м ³ /ч	130
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м ²	90
Способ крепления	на подставку, на стену
Уровень шума, дБ	56
Срок службы УФ-ламп, часов	8000

Лампы входят в комплект	да, входят
Габариты, мм	1100×260×140
Вес, кг	8
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	150
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.