

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-30TF

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница

17 500 руб.

Оптовая цена

17 100 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 3
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Производительность, м³/ч: 120
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 40
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/11444 от 28.07.2020

Описание

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-30TF

Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-30TF закрытого типа предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в присутствии людей. Подходит для больших помещений.

Может работать непрерывно в течение дня, предотвращая повышение уровня микробной обсеменённости воздуха в помещениях независимо от его категории и количества находящихся в нём людей.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 28.07.2020 РЗН 2020/11444.

Источник излучения — три бактерицидных ультрафиолетовых лампы мощностью 30 Вт каждая. Лампы не выделяют озон и безопасны для длительного использования.

В рециркулятор встроен четырёхразрядный счётчик времени наработки ультрафиолетовых ламп. Для очищения воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезинфицирующие средства, аэрозоли) используется фильтр грубой очистки, который обеспечивает снижение запылённости ультрафиолетовых бактерицидных ламп и внутренней поверхности рециркулятора.

Корпус сделан из пластика, устойчивого к дезинфицирующим средствам.

В зависимости от объёма и категории помещений рекомендована следующая длительность обработки

Объём помещений, м³
Рекомендуемое время обработки (не менее, мин.)

99,9%
I категория

99%
II категория

95%
III категория

До 120

60

45

30

От 121 до 240

120

90

60

Пример: для эффективной обработки помещения кабинета ЛФК площадью 40 м² и высотой потолка 3 м (объём помещения — 120 м³) требуется не менее 30 мин работы рециркулятора.

Облучатели-рециркуляторы «Дефендер» изготавливаются отечественным производителем медицинской техники ООО «Таглер» (лицензия Росздравнадзора на производство медтехники №8470; ФС-99-04-007134).

Преимущества

Преимущества TAGLER Defender 3-30TF

- Defender 3-30TF закрытого типа может работать в присутствии людей.
- За короткое время может обеззараживать большие помещения.
- Источник излучения — ртутная разрядная лампа низкого давления, которая даёт коротковолновое УФ-излучение с максимум в 253,7 нм, обладающее бактерицидным действием. Чтобы предотвратить синтез озона, колба лампы сделана из специального стекла, которое непроницаемо для длины волн около 200 нм.
- Срок службы УФ-лампы не менее 8000 часов.
- Корпус можно обрабатывать любыми бытовыми чистящими средствами.
- Фильтр для очистки воздушного потока.
- Счётчик наработки УФ-ламп — можно увидеть, когда пора менять лампы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	3
Мощность одной УФ-лампы, Вт	30
Производительность, м ³ /ч	120
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м ²	40
Способ крепления	на подставку, на стену

Уровень шума, дБ	56
Срок службы УФ-ламп, часов	8000
Лампы входят в комплект	да, входят
Дополнительные опции	с фильтром, со счётчиком наработки часов
Габариты, мм	1100×220×140
Вес, кг	8.6
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	155
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.