

## Офтальмоскоп ЗОМЗ ОР-ЗБ-06

Офтальмоскопы    Арт. ОР-ЗБ-06



- Тип прибора: ручной
- Особенности: есть осветительный блок, есть световод

**Наличие регистрационного удостоверения**

Array



Временно не поставляется

**Области применения:**

- Здравоохранение

## Описание

### Офтальмоскоп ЗОМЗ ОР-ЗБ-06 «Блик»

Офтальмоскоп предназначен для офтальмокопического исследования глазного дна, исследования переднего отдела глаза, диагностического исследования глазного яблока.

Необходим в глазных и оптометрических кабинетах больниц и поликлиник, а также позволяет проводить исследования на дому, у постели больного. Приборы могут применяться и в других областях медицины (терапия, невропатология) для постановки дифференцированных диагнозов.

ЗОМЗ ОР-ЗБ-06 работает от сети. В комплектацию входит всего одна насадка, а также один световод и осветительный блок.

### Комплектация ЗОМЗ ОР-ЗБ-06 «Блик»

Составные части прибора

ОР-ЗБ-06

Насадка для прямой офтальмокопии

1

Блок осветительный

1

Световод

1

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

ОР-ЗБ-06

Бренд

ЗОМЗ

<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение, Для кабинета офтальмолога
<b>Тип прибора</b>	ручной
<b>Особенности</b>	есть осветительный блок, есть световод
<b>Рефракция линз насадки для прямой</b>	
<b>офтальмоскопии, + дптр</b>	1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20
<b>Рефракция линз насадки для прямой</b>	
<b>офтальмоскопии, - дптр</b>	1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20
<b>Рефракция офтальмологических линз, дптр</b>	15; 20; 29 (линзы в комплект не входят)
<b>Диафрагмы и светофильтр насадки для прямой</b>	
<b>офтальмоскопии</b>	круг, полукруг, щель, измерительная сетка, сине-зелёный
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.