

Парафинонагреватель TAGLER ПН 6-ТАГЛЕР

Теплотерапия



Ваша цена

Розница
16 800 руб.

Оптовая цена
16 128 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Рабочий объём, л: 6
- Нагреваемый материал: озокерит, парафин
- Диапазон температуры нагрева, °C: 35-95

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив
- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Парафинонагреватель TAGLER «ПН 6-ТАГЛЕР»

Парафинонагреватель «ПН 6-ТАГЛЕР» применяется для нагрева и расплавления парафина, озокерита или их смеси при проведении лечебных процедур.

Состоит из внутреннего алюминиевого бака, изготовленного из пищевого алюминия и наружного металлического корпуса. К наружной поверхности бака плотно прилегает плоский электронагреватель. Бак парафинонагревателя закрывается крышкой. Слив парафина из бака производится с помощью крана.

Автоматическое поддержание температуры обеспечивается датчиком-реле температуры. Терморегулятор обеспечивает плавную регулировку температуры от 35 до 95 °C. В зависимости от количества материала, заданная температура может достигаться за 60-90 минут.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация, Эстетическая медицина
Рабочий объём, л	6
Нагреваемый материал	озокерит, парафин
Диапазон температуры нагрева, °C	35-95

Габариты, мм	250×250×345
--------------	-------------

Вес, кг	3,5
---------	-----

Электропитание, В	220
-------------------	-----

Потребляемая мощность, Вт	300
---------------------------	-----

Страна производства	Россия
---------------------	--------

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.