

## Парафинонагреватель TAGLER ПН 6-ТАГЛЕР

Теплотерапия



### Ваша цена

Розница  
**16 800 руб.**

Оптовая цена  
**16 128 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Рабочий объём, л: 6
- Нагреваемый материал: озокерит, парафин
- Диапазон температуры нагрева, °C: 35-95

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив
- Популярное

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Парафинонагреватель TAGLER «ПН 6-ТАГЛЕР»

Парафинонагреватель «ПН 6-ТАГЛЕР» применяется для нагрева и расплавления парафина, озокерита или их смеси при проведении лечебных процедур.

Состоит из внутреннего алюминиевого бака, изготовленного из пищевого алюминия и наружного металлического корпуса. К наружной поверхности бака плотно прилегает плоский электронагреватель. Бак парафинонагревателя закрывается крышкой. Слив парафина из бака производится с помощью крана.

Автоматическое поддержание температуры обеспечивается датчиком-реле температуры. Терморегулятор обеспечивает плавную регулировку температуры от 35 до 95 °C. В зависимости от количества материала, заданная температура может достигаться за 60-90 минут.

## Характеристики

Параметр:

Бренд

Показатель:

TAGLER

Страна бренда

Россия

Отрасли

Реабилитация, Эстетическая медицина

Рабочий объём, л

6

Нагреваемый материал

озокерит, парафин

Диапазон температуры нагрева, °C

35-95

Габариты, мм	250×250×345
Вес, кг	3.5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	300
Страна производства	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.