

Планшет для ИФА-анализа Медполимер, 96 лунок

ИФА и ИФХЛ Арт. 12002705



Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
 По запросу

**Сделано
 в России**

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 10 %

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2015/2665 от 29.08.2022

Описание

Планшет для ИФА-анализа «Медполимер», 96 лунок

Полистироловый планшет с крышкой «Медполимер» предназначен для иммуноферментных анализов в клинико-диагностических лабораториях различных медицинских учреждений.

Состоит из корпуса и крышки, изготовленных из прозрачного полимера, не выделяющего в исследуемую среду токсичных ингредиентов. Коэффициент светопропускания не менее 88 %.

Корпус имеет 96 лунок с плоским дном. Для удобства отсчёта лунок на лицевой поверхности нанесены по горизонтали цифры, по вертикали латинские буквы.

Планшет не стерилен.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2015/2665 от 13.05.2019.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	12002705
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для исследований крови
Габариты, мм	127×85×16,5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.