


Плантограф TAGLER для определения плоскостопия

Прочее оборудование



Ваша цена

Розница

3 010 руб.

Оптовая цена

2 710 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Плантограф TAGLER для определения плоскостопия

Плантограф TAGLER предназначен для получения изображения площади опоры стопы. Его используют, чтобы определить плоскостопие или иные деформации стоп.

У него нет регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Обычно его используют в учебных заведениях для изучения работы, в лабораториях, для бытовых целей.

В комплект входят сам плантограф, ванночка для чернил, валик, краска, бумага А3 (50 листов), паспорт.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для дома
Габариты, мм	440×375×25
Вес, кг	2.1
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.