

Подставка для бокса ПЦР-диагностики TAGLER БАВС-900

ПЦР-боксы



Ваша цена

Розница

8 978 руб.

Оптовая цена

8 080 руб.



Под заказ

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Подставка под бокс для ПЦР-диагностики TAGLER «БАВС-900»

Подставка изготовлена из профилированной металлической трубы и окрашена порошковой краской, устойчивой к химическим воздействиям. Надёжно и удобно размещается на любом полу.

Внимание! Регулируемые ножки (опоры) поставляются в комплекте самого «БАВС-900», в комплект с подставкой они не входят.

Предназначена для размещения бокса абактериальной воздушной среды TAGLER «БАВС-900».

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Вес, кг	17
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.