

## Пресс-деструктор ХимЛаб Стериус (60 л)

Оборудование для утилизации медицинских отходов



Наличие регистрационного удостоверения

**ХимЛаб**

Под заказ

**Области применения:**

- Здравохранение

### Описание

#### Пресс-деструктор ХимЛаб Стериус (60 л)

Пресс-деструктор «ХимЛаб» Стериус предназначен для изменения товарного вида предварительно обеззараженных медицинских отходов, чтобы исключить возможность их повторного применения.

Пресс-деструктор представляет собой вертикальную прессовальную машину с загрузочной ёмкостью. Корпус и корзина деструктора выполнены из нержавеющей стали.

Пресс гидравлический, с максимальным усилием прессования 9 тонн. Объём ёмкости под отходы: 60 литров. Длительность цикла прессования: 30 секунд.

Он прост в эксплуатации и не требует специальной квалификации персонала. Откидывание и фиксация ёмкости для отходов происходит вручную. На дне ёмкости для отходов есть сливное отверстие, которое позволяет быстро избавиться от скопившейся жидкости и проводить дезинфекцию.

Прессование отходов можно проводить в мешках.

### Преимущества

#### Преимущества пресс-деструктора ХимЛаб Стериус

- Сокращение объёма медицинских отходов до 10 раз.
- Прессование отходов проводится непосредственно в мусорных мешках, отходы удаляются в этих же мешках.
- Есть функция защиты корзины от опрокидывания при загрузке отходов.
- Есть система защиты от утечки гидравлического масла.

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

ХимЛаб

Страна бренда

Россия

Отрасли

Для отделения стерилизации

Объём рабочей камеры, л	60
Габариты, мм	1700×550×500
Вес, кг	150
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.