

## Пульсоксиметр Armed YX 200

Пульсоксиметры    Арт. 1032001



### Ваша цена

Розница  
**1 590 руб.**

Оптовая цена  
**1 559 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здоровохранение

НДС не облагается

- Диапазон измерения ЧСС, уд./мин.: 30-235
- Диапазон измерения SpO<sub>2</sub>, %: 70-100
- Тип батарейки: AAA, 1,5 В

Товар участвует в акциях:

- Распродажа

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2010/07461 от 22.07.2010

## Описание

### Пульсоксиметр Armed YX200

Пульсоксиметр Armed YX200 позволяет узнать частоту пульса и уровень кислорода в крови (сатурацию). Управление прибором осуществляется всего одной кнопкой. Результат высвечивается на дисплее через 5 секунд после начала измерения.

Чёрно-белый цифровой экран понятно и чётко отображает частоту пульса, а также уровень насыщения крови кислородом (SpO). Также на дисплей выводится заряд батареи. YX200 автоматически отключается через 8 секунд бездействия и потребляет минимум энергии.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора &#8470; ФСЗ 2010/07461 от 22.07.2010.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1032001
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здоровохранение, Для дома
Диапазон измерения ЧСС, уд./мин.	30-235
Диапазон измерения SpO <sub>2</sub> , %	70-100
Тип батарейки	AAA, 1,5 В

Вес, кг

0.05

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.