

## Счётчик лейкоцитарной формулы СЛФ-ЭЦ-01-09

Счётчики элементов крови



### Ваша цена

Розница  
**16 847 руб.**

Оптовая цена  
**16 333 руб.**

**Сделано  
 в России**

В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Количество каналов счёта: 9
- Объём счёта по каналу, ед.: 999

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2010/06855 от 07.04.2017

## Описание

### Счётчик лейкоцитарной формулы крови Медтехника СЛФ-ЭЦ-01-09

Счётчик лейкоцитарной формулы крови СЛФ-ЭЦ-01-09 предназначен для подсчёта количества клеток и определения лейкоцитарной формулы крови при микроскопическом анализе. С помощью счётчика можно также производить счёт ретикулоцитов (на 1000 эритроцитов) в окрашенных мазках и тромбоцитов по Фонио.

Прибор обеспечивает подсчёт по девяти каналам форменных элементов крови: миелоциты, метамиелоциты (юные), палочкоядерные, сегментоядерные, эозинофилы, базофилы, моноциты, лимфоциты, патологические элементы, а также накопление суммарного результата по всем девяти каналам.

Подсчёт производится нажатием клавиш, каждая из которых имеет обозначение клетки, соответствующей визуально наблюдаемой под микроскопом. Значение, равное количеству сосчитанных клеток, выводится на дисплей счётчика.

При нажатии на любую клавишу раздаётся короткий звуковой сигнал. При достижении суммарного числа клеток равного или кратного 100 раздаётся длинный звуковой сигнал (около 2 с), на время действия которого счёт по всем каналам блокируется. При блокировке от случайного нажатия двух клавиш одновременно раздаётся звуковой сигнал низкого тона.

С помощью клавиши «%» можно отобразить на экране показания каждого из каналов в процентном соотношении по отношению к общему количеству подсчитанных клеток.

## Преимущества

### Преимущества СЛФ-ЭЦ-01-09

- Расположение клавиш ввода в один ряд позволяет удобно разместить руку на столе и осуществлять нажатие только пальцами.
- На экране счётчика отображаются результаты счёта сразу по всем каналам, включая суммарный.
- Порядок работы на СЛФ-ЭЦ-01-09 такой же, как на счётчике СЛ-1, долгое время остававшимся единственным прибором такого типа. Персонал, привыкший к работе на старом счётчике, не нужно переучивать.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравохранение, Для исследований крови
Количество каналов счёта	9
Объём счёта по каналу, ед.	999
Габариты, мм	265×105×70
Вес, кг	0.6
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	6
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.