

Сменные фильтры КРОНТ ФВС 800 для рециркуляторов Дезар

Стойки, подставки и фильтры к рециркуляторам

Арт. Фильтр воздушный сменный ФВС-"КРОНТ"



Ваша цена

Розница

454 руб.

Оптовая цена

437 руб.



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Подходит для рециркуляторов: Дезар 801, 801п, 802, 802 п

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Сменные фильтры КРОНТ ФВС 800 для рециркуляторов Дезар 801/п, 802/п

Сменные фильтры КРОНТ ФВС подходят для облучателей-рециркуляторов моделей 801 и 802. Они обеспечивают фильтрацию входного воздушного потока от частиц размером более 10 мкм: оседающей пыли, пыльцы, спор растений, плесени, высохших дезинфицирующих средств, аэрозолей, сажи.

В одной упаковке 12 штук фильтров.

Фильтры изготовлены из нетканого, экологически чистого белого фильтрующего материала высокого качества из синтетических, неломающихся волокон (100 % полиэстер, класс G2 по ГОСТ Р ЕН 779).

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

Фильтр воздушный сменный

ФВС-"КРОНТ"

Бренд

КРОНТ

Страна бренда

Россия

Подходит для рециркуляторов

Дезар 801, 801п, 802, 802 п

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.